

Equipamentos de Bancada



pHmetro Starter 5000

pH | mv | temperatura

- Faixa -2,00 - 20,00 pH
- Display Touchscreen
- Porta USB
- Memória para 1000 leituras
- 1-9 Pontos de calibração
- Compensação Automática de Temperatura



pHmetro AB41

pH | mv | temperatura

- Faixa -2,00 - 20,00 pH
- RS232 e USB padrão
- Memória para 1000 leituras
- Compensação Automática de Temperatura
- *com base agitadora



pHmetro Starter 220

pH | mv | temperatura

- Faixa 0 - 14,00 pH
- 2 Pontos de calibração
- Memória para 99 leituras
- Compensação Automática de Temperatura



pHmetro AB23

pH | mv | temperatura

- Faixa 0,00 - 14,00 pH
- 3 Pontos de Calibração
- Memória para 99 leituras
- Compensação Automática de Temperatura



pHmetro AB33

pH | mv | temperatura

- Faixa -2,00 - 16,00 pH
- RS232 e USB padrão
- Memória para 1000 leituras
- 3 Pontos de calibração
- Compensação Automática de Temperatura

Condutivímetro/TDS AB23EC

- Memória de 99 leituras
- Faixa 001 ms/cm até 199,9 ms/cm
- Compensação Automática de Temperatura

Medidor Multiparâmetro AB33M1

- pH ORP, condutividade, TDS, resistividade e temperatura, salinidade
- RS232 e USB padrão
- 3 Pontos de Calibração
- Compensação Automática de Temperatura
- Memória de 1000 Leituras

Condutivímetro/TDS AB33EC

- RS232 e USB padrão
- Memória para 1000 leituras
- Faixa 0,001 ms/cm até 1000 ms/cm
- Compensação Automática de Temperatura

Equipamentos Portáteis



pHmetro Starter 300

- Faixa 0-14pH
- Memória para 30 Leituras
- Compensação Automática de Temp.

Eletrodo de Gel de Plástico 3 em 1 ST320 e Sachê de pó de buffer de pH



Oxigênio Dissolvido Starter 300D

- Faixa 0-20mg/L, 20-45mg/L
- Memória para 30 leituras
- Sensor Galvânico
- Compensação Automática de Temp.

* Eletrodo STDO11 e Eletrodo de Temperatura STTEMP30



Condutivímetro / TDS Starter 300C

- Faixa 00µS/cm - 199ms/cm
- Memória para 30 leituras
- Compensação Automática de Temp.

Eletrodo de Condutividade de 4 Anéis STCON3 (70 µS/cm-200ms/cm)



Oxigênio Dissolvido Starter 400D

- Faixa 0-20mg/L
- Sensor Ótico
- Memória 99 medições
- Compensação Automática de Temperatura

* ST400D-S com sensor STDO21

Eletrodos

Modelo	Descrição
ST210	pH 0,0 - 14 Corpo de plástico, refiável, conector BCN, Referência Interna Ag/AgClbuffer de pH
ST230	pH 0,0 - 14 Corpo de vidro, refiável, conector BCN, Referência Interna Ag/AgCl - PARA AMOSTRAS VISCOSAS
ST310	pH 0,0 - 14 Corpo de plástico, refiável, conector BCN, Referência Interna Ag/AgCl, com sensor de temperatura
ST320	pH 0,0 - 14 Corpo de plástico, refiável, conector BCN, Referência Interna Ag/AgCl, com sensor de temperatura
STPURE	pH 0,0 - 13 Corpo de vidro, refiável, conector BCN, Referência Interna Ag/AgCl, para água pura
STCON3	Cond 70 µs/cm - 200ms/cm, conexão Mini-Din, sensor em Aço/ABS
STCON7	Cond 0,02 - 200 µs/cm, conexão Mini-Din, sensor em Aço 316 - para amostras com baixa condutividade
STDO11	OD 0,0 - 20,0 mg/L, corpo de plástico, conector BCN
STDO21	OD 0,0 - 20,0 mg/L, SONDA POR LUMINESCÊNCIA, corpo de plástico, conector BCN
STORP1	ORP -1000 - 1000 mV, corpo em plástico, conector BCN, Referência Interna Ag/AgCl
STORP2	ORP -1000 - 1000 mV, corpo em vidro,refiável, conector BCN, Referência Interna Ag/AgCl



Possuímos eletrodos e sensores para aplicações especiais:

- Com ponta plana para medidas de superfície;
- Para amostras com pouco volume, (ex. placas de 96 poços);
- Para amostras com suspensões;
- Ponta cônica para amostras semi-sólidas (pastas);
- Sensor para condutividade de água-ultrapura (faixa 0.055-300µS/cm);
- Eletrodos de referência;
- Entre outras aplicações...

ATENDEMOS TODO BRASIL

Duas unidades, com estoque local para atender com rapidez e eficiência de Norte a Sul do país.

SÃO PAULO

R. Sta Mônica, 961
Quadra AJ Lote 07
Cotia - SP
Fone (11) 4615.4499

RIO GRANDE DO SUL

R. Dona Margarida, 333
Porto Alegre - RS
Fone (51) 3326.2400



WHATSAPP

(51) 98123 6478



PRÓ-ANÁLISE